


klinični jermen

PU75A himmelblau glatt



pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,7

 približni koeficienti trenja μ PE 0,4

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,35

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBKI6YLGC	6x4 (Y)	1,9	100	328	26	1	15	3,1	6,8
FBKI8MLGC	8x5 (M)	3,3	100	328	30	1,2	25	5,0	11,0
FBKI10ZLGC	10x6 (Z)	4,8	50	164	38	1,5	37	7,3	16,2
FBKI13ALGF	13x8 (A)	8,4	50	164	56	2,2	67	13,5	29,7
FBKI17BLGAE	17x11 (B)	15,3	50	164	75	3	122	24,4	53,7

Lastnosti


FDA (Food and Drug Administration)

 FDA/EC-Konformität für direkten
Lebensmittelkontakt

Kälteflexibel

 Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C

Vegan

 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs

Hydrolysebeständig

 Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.

Mikrobenbeständig

 Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026