


klinični jermen
PU80A orange glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBJ10ZOGC	10x6 (Z)	4,8	30	100	41	1,6	51	10,3	22,7
FBJ13AOGK	13x8 (A)	8,4	30	100	64	2,5	94	18,8	41,5
FBJ17BOGL	17x11 (B)	15,3	30	100	83	3,2	171	34,1	75,2

pribl. 84° Shore A (±3)	
Priporočena predobremenitev	4...8%
Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,65
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Lastnosti



FDA (Food and Drug Administration)
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Vegan
Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026