


klinični jermen

PU90A weiß glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok		Prekrivanje	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP90A13PV	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	160		32,1	70,7		
FBZKP90A17PV	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	285		57,1	125,7		
FBZKP90A22PV	22x14 (C)	29	50	164	150	5,9	476		95,1	209,7		

pribl. 92° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok n/a

Prekrivanje n/a

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,5približni koeficienti
trenja μ PE 0,3Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,25

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026