

klinični jermen

PU85A grön glatt, Napenjalni element Aramid



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok		Prekrivanje	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A10AA	10x6 (Z)	5,5	50	164	53	2	83		16,5	36,4		
FBZKP85A13AV	13x8 (A)	9,1	50	164	75	3	140		27,9	61,5		
FBZKP85A17AE	17x11 (B)	16,1	50	164	105	4,1	238		47,7	105,1		
FBZKP85A22AB	22x14 (C)	26,8	50	164	135	5,3	385		76,9	169,5		

pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,6približni koeficienti
trenja μ PE 0,35Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Lastnosti



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026