

klinični jermen

PU80A orange glatt, Napenjalni element Polyester



pribl. 84° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

 Približni koeficienti
 trenja μ jeklo 0,65

 približni koeficienti
 trenja μ PE 0,35

 Približni koeficienti
 trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	4	30	100	50	2	53	152	10,5	23,2	30,5	67,1
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	6,0	30	100	60	2,4	80	163	16,0	35,4	32,5	71,7
FBJ13AOGA	13x8 (A)	10	30	100	85	3,3	138	230	27,5	60,7	46,1	101,6
FBJ17BOGA	17x11 (B)	18	30	100	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ17BOGC	17x11 (B)	18	100	328	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ22COGA	22x14 (C)	29	30	100	150	5,9	409	938	81,7	180,1	187,5	413,4
FBJ32DOGA	32x20 (D)	62	30	100	220	8,7	856	1105	171,1	377,1	221,1	487,2

Lastnosti



FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Vegan
 Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs



mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026