


klinični jermen

PU80A capriblau glatt

pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,65

 približni koeficienti trenja μ PE 0,35

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščac		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	Šok lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	31	6,1	13,5
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	53	10,5	23,2
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	80	16	35,4
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	138	27,5	60,7
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	245	49	108
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	409	81,7	180,1

Lastnosti
FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Metalldetektierbar****Röntgendetektierbar**

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026