

klinični jermen

PU90A natur glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščæ		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBKP90A32	32x20 (D)	62	25	82	320	12,6	1171	234,3	516,3

pribl. 92° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...5%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja µ jeklo	0,5
--------------------------------------	-----

približni koeficienti trenja µ PE	0,3
-----------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja µ HDPE	0,25
-------------------------------------	------

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026